



الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء والانشاءات
فرع الهندسة الصحية والبيئية

sanitary Engineering
Laboratory

ملزمة فحوصات مختبر الهندسة الصحية
مختبر المعالجة 2
المرحلة الرابعة

اعداد

غيداء ياسين الكندي .م

2014/2015

الأمن والسلامة في المختبر

الهدف من برنامج السلامة في المختبر

- 1- فهم قوانين وقواعد السلامة في المنشأة وتطبيقاتها
- 2- الوقاية من وقوع الحوادث لا قدر الله
- 3- المحافظة على سير العمل والآلات والأجهزة الموجودة في المنشأة
- 4- بث روح التعاون بين العاملين

أمل السلامة الرئيسية

- 1- معرفة مصادر الحوادث والأخطار
- 2- منع هذه المصادر
- 3- معرفة أساليب العمل السليمة التي تتفادي وقوع المخاطر والتعامل معها
- 4- حين وقوعها

تطبيق قواعد السلامة

- 1- يجب معرفة مدى توفر سبل السلامة الفنية الالزمه بين العاملين سواء
- 2- م وتحركاتهم المختلفة أو في طرق سير العمل وفق المعايير في طرق عمله المطلوبة وعمل الأجهزة تبعاً لشروط التشغيل الصحيحة
- 3- كذلك يجب فحص لوائح السلامة من خلال متابعة أثرها ودورها الإيجابي أو
- 4- السلبي على العمل والعاملين لتقويمها
- 5- التركيز على إستعمال ملابس الوقاية الشخصية
- 6- التدريب على إستعمال أجهزة السلامة الرئيسية وإتباع خطوات العمل
- 7- السلية وطرق التشغيل الصحيحة ووسائل التحرك الآمنة والسبل الالزمه
- 8- اثناء وقوع الحوادث وإمكانية تفادي وقوعها أو التخفيف من حدتها، مع
- 9- التدريب على أجهزة الكشف عن وقوع الحوادث
- 10- دوري وكتابة التقارير وسجلات السلامة عمليات التقىش الـ
- 11- التدريب على طرق وسائل الإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ
- 12- وضع خطة إخلاء في حالة الحرائق والطوارئ

شروط السلامة الالزم توفرها في المختبر بصفة عامة

- 1- يجب أن يحتوي المختبر على مرشحات (فلاتر) بصورة كافية لتنقية
- 2- تبرجو المخ
- 3- يجب أن يحتوي المختبر على موقد كهربائية وذلك لتفادي إشعال
- 4- السوائل المتطفيرة والقابلة للإشتعال عند استخدام موقد اللهب
- 5- يجب أن يحتوي المختبر على صيدلية للإسعافات الأولية السريعة
- 6- تحتوي على المواد الضرورية الالزمه للحالات الطارئة

- مختبر على طفایات حريق وكذلك على وعاء يحتوي يجب أن يحتوي الـ 4 على رمل لإطفاء الحريق.
- يجب أن يحتوي المختبر على جهاز إنذار حرائق وهي على نوعين 5-
 أجهزة كشف واستشعار الحرارة - أ
 أجهزة كشف واستشعار الدخان - ب
- يجب أن يحتوي المختبر على رشاش ماء (دوش) ومجاسيل للعيون 6-
 أن يحتوي المختبر على وسائل الوقاية الشخصية للعاملين مثل يجب 7-
 القفازات
 والمعاطف والأقنعة وغيرها

شروط الأمان والسلامة الواجب توفرها في كل قسم من أقسام المختبر

قسم الاستقبال الخارجي

- عدم الأكل أو الشرب في القسم 1-
 ، الشرائح الزجاجية يجب توفير حاويات خاصة للتخلص من إبر السحب و 2-
 ومتابعة تغييرها باستمرار.
 يجب إستخدام أدوات السلامة الشخصية من بالطو وقفازات 3-
 (يجب توفير حقيبة إسعاف تحوي مواد خاصة بالإفاقة مثل (النشادر 4-
 توفير طفایة حريق وجهاز كشف الحرائق 5-
 الله عند توفير مصادر تهوية جيدة ، ومصباح شحن إحتياطي لاستعم 6-
 انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي
 متابعة سرعة دخول العينات إلى الأقسام وعدم تراكمها في القسم 7-
 غسل اليدين بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل 8-

قسم الكيماء

- تحديد الموضع الملوثة بالعينات في القسم وعدم لمس أي عينة أو أي أداة 1-
 بدون قفازات
 إستخدام أدوات السلامة الشخصية بالقسم (بالطو ، قفازات ، أقنعة 2-
 واقية .
 توفير طفایة حريق تتلاعム مع القسم مع جهاز كشف الحرائق 3-
 حفظ المواد الكيميائية حسب خطورتها في أماكن مناسبة 4-
 توفير مصادر تهوية بصورة كافية ، ومصباح شحن عند إنقطاع التيار 5-
 الرئيسي الكهربائي
 في حالة إستخدام أسطوانات الغاز المضغوط يجب الاهتمام بوضعها في 6-
 المكان المناسب وثبتتها بمساك والتتأكد من صماماتها ، وقفلها عند

الإنتهاء من العمل

سلامة التمديدات الكهربائية ومعرفة قوة التيار في كل منها وأي منها 7-
يوضح ذلك موصول بالمولد الاحتياطي ويضع ما
يجب أن يحتوي القسم على رشاش ماء (دوش) ومجاصل للعيون 8-
ومتابعة التخلص منها، حسب مصادرها توفير حاويات للنفايات 9-
بإسـتمرار

غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة بعد الإنتهاء من العمل.
عدم الأكل والشرب داخل القسم وكذلك الجلوس على البنشات-10.

قسم الأحياء الدقيقة

- 1- الإهتمام بوضع اسطوانات الغاز في المكان المناسب وثبيتها بما يناسبها.
- 2- التأكد من صماماتها وطرق النقل الآمن لها.
- 3- تغيير فلاتر الأجهزة بصورة دورية وخاصة فلاتر أجهزة كبائن السلامة.
- 4- عمليات عدم حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في تحضير الصبغات.
- 5- الصبغ في القسم لفترات طويلة.
- 6- إرتداء ملابس السلامة من نوع خاص عند عمليات صبغ العينات أو تحضير البيئات.
- 7- معرفة سبل التخلص الآمن من العينات الإيجابية وكذلك الأطباق بعد الإنتهاء من قراءة النتائج.
- 8- س أي عينة أو أي تحديد المواقع الملوثة بالعينات في القسم وعدم لم أدوات أخرى في الموقع بدون قفازات.
- 9- إستخدام أدوات السلامة الشخصية بصورة دائمة عند التعامل مع العينات.
- 10- عدم الأكل والشرب داخل القسم وعدم الجلوس على البنش بصورة دائمة.
- 11- توفير حاويات المخلفات الطيبة وأخرى للمخلفات غير الطيبة.
- 12- حريق مع جهاز لكشف الحرائق ، ومصباح شحن إحتياطي توفر طفافية.
- 13- توفير مصادر تهوية مناسبة بصورة كافية.
- 14- سلامه التمديدات الكهربائية، ومعرفة قوه التيار في كل منها، وأي منها.
- 15- تهاء من غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة بعد الإن.
- 16- العمل ، مع توفير رشاش ماء (دوش) ومغاسل للعيون.

كيفية إعداد التقرير عن التجارب العملية

عند قيام الطالب بتجربة ما في المختبر يطلب منه كتابة تقرير عن تلك التجربة ويشمل هذا التقرير الذي ينبغي أن يكون نظيفاً ومرتبأً ما يلي

تقدير البروتين في الدقيق كمثال : عنوان التجربة
مرجع الطريقة الذي أعتمد عليه في تلك التجربة : المرجع
يذكر اسم الجهاز المستخدم في إجراء التجربة مع ذكر أهم اسم الجهاز
مواصفاته.

تجربة والتقاعلات ويتضمن ذلك ملخص عن فكرة الت أساس التجربة
الكيماوية وأهم المشاكل المتوقعة وكيفية التعامل معها إن وجدت أو بمعنى آخر شرح الهدف من كل خطوة مهمة في التجربة
لابد من تدوين النتائج في جدول خاص حسب طبيعة النتائج والحسابات
التجربة وعند عمل القياسات لابد من تكرار كل قياس ثلاث مرات وتدون النتائج عادة حسب طبيعة العينة فمثلاً بالنسبة للعينات الصلبة تستخدم عدد الأوزان لكل وحدة ا للتعبير عن التركيز، بينما تستخدم غالباً بالنسبة للعينات السائلة عدد الأوزان لكل W/W وزن وحدة حجم W/V.

ومن نتائج التحليل يمكن حساب كمية المادة الموجودة في العينة كنسبة مئوية أو جزء في المليون أو ملجم في 100 جم ... الخ المحلاة ويتضمن ذلك تعليق على طريقة التحليل، هل هي سهلة :مناقشة النتائج أم معقدة؟ هل نتائجها دقيقة أم لا؟ وهل يلزمها وقت طويل أم أنها سريعة؟ هل التدخلات المحتملة كثيرة؟ وهل يمكن تلافيها بسهولة؟ وهل الطريقة حساسة أم متوسطة الحساسية؟ وهل يلزمها مواد كثيرة؟ أو بمعنى آخر هل الطريقة مكلفة أم رخيصة؟ هل هي أفضل طريقة أم أن هناك طرق أخرى أفضل منها؟ فارنها بتلك الطرق. هل لديك اقتراح بتطوير هذه الطريقة .. الخ

<u>المحتويات</u>	<u>الصفحة</u>
الاوكسجين المذاب- 1	1
المتطلب البايكيمياوي للاوكسجين -2	3
المتطلب الكيميماوي للاوكسجين -3	8
الحديد -4	12
الترسيب باستعمال الصفائح المائلة -5	16
التعويم او التطوييف -6	21
الفحص البكتريولوجي -7	23
معامل التلوث -8	38
التناضج العكسي -9	40
10sludge volume index	46

التجربة الاولى

الاوكسجين المذاب Dissolved Oxygen 4500-O B

: مقدمة

الاوكسجين من العناصر المهمة لبقاء الكائنات الحية المائية حيث تحتاج الاسماك الجزء . تليها اللافقريات المائية ثم البكتيريا والنباتات المائية بين الاكبر من الاوكسجين ويعتبر المحيط الخارجي المصدر الرئيسي للاوكسجين حيث يتم ذوبانه على السطح ثم ينتشر وال WAVES الاضطرابية التي تحصل في الماء ويعتمد ذوبانه على عمق في الماء نتيجة لجريانه بارات المائية دورا كبيرا في مصدر الاوكسجين في الماء عن كما وتلعب الطحالب والز. الماء طريقة عملية التركيب الضوئي .

ان تغير نسبة في الماء ناتجة عن وجود المخلفات العضوية التي تستهلك الاوكسجين في عملية تحللها وتعفنها خصوصا في فصل الصيف حيث تتطلب الكائنات المائية وفي حالة انعدام الاوكسجين تنشط عملية ، (بناء الجسم) الناالاوكسجين في عملية ايضا وغاز كبريتيد الهيدروجين ، التحلل اللاهوائي للملوثات تنتج عنه غازات ضارة مثل غاز الميثان اما زيادة الاوكسجين الذائب في الماء يكسب الماء تأثيرا تاكليا .

منها المحتوى العضوي وعلى مقدار يعتمد وجود الاوكسجين المذاب في الماء على عدة عوامل كذلك على ملوحة الماء التي تقل من ذوبان ، الضغط بين الماء والهواء وعلى درجات الحرارة تعتبر سعة التسرب (ppm) السعة استيعابية (ppm) الاوكسجين وان نسبة الاوكسجين الذائب . وتعكس حالة الماء

طريقة القياس:

المبسطة (Kit) س الاوكسجين المذاب اضافة الى طریقتان اساسيتان لقيا طريقة ونکلر وتحويراتها وتعتمد على مبدأ اکسدة الاوكسجين:الطريقة الاولى طريقة الاقطاب وتعتمد على سرعة تنافذ الاوكسجين خلال غشاء القطب :الطريقة الثانية التداخل يتم اختيار احدى هاتين الطريقتين معتمدا على مقدار

طريقة ونکلر

تعد هذه الطريقة من اکثر الطرق شيوعا واكثرها استعمالا في كافة المجالات

جمع وحفظ النماذج :

يعتمد قياس الاوكسجين المذاب على دقة عملية جمع الماء اذ يجب ان تجمع العينات في تملا بهدوء وبشكل ملة السدمللتر ضيقة الفتحة ومحك (250-300) فناني زجاجية سعتها حوالي انسبيابي مع عدم السماح لحدوث فقاعات هوائيه داخل القنينه لأن وجود الفقاعات الهوائيه يؤثر تقاس النماذج مباشره وعند تعذر قياسها يمكن على قيمة الاوكسجين المذاب في النموذج ب فيها باضافة حفظها بعيدا عن ضوء الشمس المباشر ولكن بعد تثبيت الاوكسجين المذا كبريتات المنغنيز ومادة الالكي ايوديد ازيد ثم حامض الكبريتيك المركز اليها ومحاولة قياسها في اقرب وقت ممكن.

طريقة استعمال جهاز قياس الاوكسجين المذاب (Electrometric method) 5210B

الطرق المحبذه لاكثر انواع الماء تعتبر طريقة الاقطب لفحص الاوكسجين الذائب من الكلور الحر وخصوصا انواع المياه التي تعاني تداخلات ايونية مثل وجود الكبريت ومشتقاته ويفضل عدم استعمالها عند وجود تراكيز عالية من الملوحة ، والممواد العضوية التي تتحلل بسرعة . يؤثر على القطب او المياه التي تحتوي على تاثير تاكلی كبير لأن ذلك ويكثر استعمال هذه الطريقة في الحقل عند متابعة قياس الاوكسجين المذاب مباشرة في الحقل كذلك تستعمل في حالة ايجاد قيمة الاوكسجين المذاب مع لمياه الانهار والجداول والبحيرات وتستعمل لاغراض البحوث (recorder) الزمن من خلال ربطه بجهاز

: تعلمة الادوات المساعدة

- 1- جهاز يعمل بجهد البطارية مصمم لقياس الاوكسجين الذائب وبعض الخصائص الأخرى ودرجات الحرارة (Ph) مثل قياس
- 2- قطب ذو غشاء خاص بفحص الاوكسجين الذائب



طريقة العمل:

- 1- اتبع بدقة تعليمات الشركة المصنعة لتشغيل الجهاز وعلى العموم صرح فراءة القطب هذا النموذج حص نموذج من الهواء او الماء معرونة قيمة الاوكسجين له من خلال ف

او من خلل . (Winkler) المعلوم قيمة الاوكسجين له سبق وان فحص بطريقة ونكيل وعند انتهاء . فحص نموذج من الماء يشبع بالاوكسجين عن طريق فقاعات هوائية من كبريتات الصوديوم تصفير القطب يتم قراءة نموذج الفحص بعد اضافة كمية للنموذج (Na₂SO₄) وكمية قليلة من كلوريد الكوبالت .

- 2 . يرفع القطب من نموذج التصفير
- 3 . يغمس القطب في نموذج الماء المراد فحصه وتأخذ قراءة الجهاز مباشرة وحسب تعليمات الشركة المنتجة
- 4 . اطفاء الجهاز وحمل القطب في المكان المحدد له

ة الثانية التجربة

(BOD) (Biochemical Oxygen demand) المتطلب البايوكيمياوي للاوكسجين

تحلل المواد العضوية في عملية التحلل الهوائي خاصة تلك التي تصل مع مياه وذلك لما يسببه هذا التحلل من الفضلات من اهم الفعاليات التي تحدث في الموارد المائية د المائي ويسمى مقدار ما تحتاجه المادة العضوية لامال تحللها استنزاف لاوكسجين المور ان ، (BOD) او لاختصار (Biochemical Oxygen demand) (بالطلب البايوكيمياوي تقييم ما تحتاجه المادة العضوية من الاوكسجين لتحليلها خلال خمسة ايام وهو ما يسمى الة كون المادة العضوية هي فضلات في د (BOD) والذي يمثل ما يقارب ثلثي ال (BOD₅) خلال خمسة ايام (تاكسد بيولوجيا) وبعض المواد العضوية البسيطة كالكلوکوز تتحلل . البلدية :- بصورة شبه كاملة أي ان

$$\text{BOD}_5 = \text{BOD}_{\infty} = \text{UOD}$$

(O₂) يعني الطلب الاقصى على الاوكسجين (UOD) ومصطلح (Demand ultimate) او (O₂) Demand theoretical يستخدم لوصف الطلب النظري على الاوكسجين . الذي يحسب من علاقة التاكسد الكيمياوي للمادة

ومن الجدير بالذكر هنا ان المادة العضوية المعينة هي المادة الكاريونية فقط الكاريوعيدرات دون وذلك بسبب بطيء تحلل الاخيرة والتي غالباً ما تبدا . (الخ---ينات البروت) المادة النتروجينية بعد فترة طويلة من طرح الفضلات الى النهر لذلك فتحللها في الغالب لا يشكل مشكلة على مستوى الاوكسجين في المورد المائي .

(BOD) وتنخفض قيمة ت تعرض النماذج الماخوذة للاختبار لبعض التحلل اثناء اخذها وحفظها عن القيمة الاصلية اثناء حفظ النماذج ويعتمد التغير على كمية المواد العضوية والاحياء ساعة 24 ولا تترك اكثرا من (4°m) الموجودة ولتقليل التغير تحفظ النماذج بدرجة حراريه واطئه . بعد الجمع .

٤- طرق قياس المتطلب البايكيمياوي للاوكسجين (BOD) .

- 1- از الزئبقي طريقة استعمال الجهاز
- 2- استعمال طريقة التخفيف

طريقة استعمال الجهاز الزئبقي

يعتمد هذا القياس على تحديد كمية الاوكسجين المستهلكه من قبل البكتيريا والفطريات في ولاجل اكمال عملية (20±1°m) تحليل المواد العضوية خلال فترة معينة من الزمن وبدرجة حرارة ره خمسة ايام او سبعة ايام وقد تكون عشرين يوما حسب طبيعة المواد التحلل قد تكون هذه الفت العضوية وقابليتها على التحلل وقد تحتاج الى بعض المواد اللاعضوية كمكملات للتغذية مثل مركبات الكالسيوم والحديد وغيرها على شرط ان يكون التحلل بعيدا عن السمية التي تعيق عمل الاوكسجين المذاب غير كافيه وتركيز المواد العضوية عال جدا لذلك البكتيريا كان تكون كمية انجا الى تخفيف العينات الماخوذة حسب نوعيتها وممكن الاستعانة بمقترن التخفيف في الجدول 1400- صفر (التالي الذي يقع ضمن مدى معين يتراوح

جدول يحدد مقدار المعامل

المعامل	حجم النموذج ml	مدى القياس (measuring rang)
0.1	428	0-35
0.2	360	0-70
0.5	244	0-175
1	157	0-350
2	94	0-700
4	57	0-1400

مرحلة التحليل تستغرق خمسة ايام علما ان شرطبقاء النموذج في عملية خلط او حركة تامة الغاز لضمان تبدل (magnatic stierrer) لتسهيل عملية الخلط الكيميائي باستخدام المحرك بمقدار BOD تقدرا فية. (mg/l) من (CO_2-O_2)

الادوات المستعملة :

ملتر (250-300) الى قناني زجاجية سعة BOD تحتاج الطريقة التقليدية في قياس الـ 1- ذات غطاء زجاجي محكم.

مربوطة مع بعضها في جهاز يعمل BOD وهناك مجموعة من القناني الزجاجية الخاصة لقياس وتعد هذه قياس الفرق في الاوكسجين المذاب من خلال ارتفاع وانخفاض الزئبق فيه على الطريقة من الطرق الدقيقة في قياس التراكيز القليلة جدا من المواد العضوية وفي متابعة استمرار استهلاك الاوكسجين المذاب مع الزمن ويستخدم هذا النوع من الاجهزه حسب الارشادات المقدمة (BOD tester). وهذه صورة لاحد نماذج هذه الاجهزه قبل الشركه المصنعة لها من

$20\pm1^{\circ}\text{C}$ حاضنة او حمام مائي درجة حرارة - 2.



طريقة العمل :

- 1 . (6.5-7.5) للنموذج ويجب ان تكون بحدود (pH) تدقق قيمة $20\pm1^{\circ}\text{C}$ قبل وضعه في 20°C تثبيت درجة حرارة النموذج في الحاضنة يسخن النموذج لهذه 20°C اذا كانت درجة الحرارة اقل من (ينة الخاصة بالنموذج القد بيرد النموذج الى هذه الدرجة 20°C واذا كانت درجة الحرارة اكثر من 3- (مياه صرف منزلي ام صرف صناعي) تحدد نوعية النموذج الماخوذه تبعا لمصدره المتوقعة وكما في الجدول (BOD) حيث يؤخذ حجم معين من النموذج يتتناسب مع قيمتها بعدها يفرغ النموذج داخل قنية نظيفة خاصة بالجهاز (2-6) رقم .

-4 (قطب مغناطيسي) تضع في كل قنينة حاوية على نموذج الفحص stierrer . المستخدم لخلط النموذج .

5 . نضع القنينة داخل الحاضنة

6 - والتي يمكن الاستعاضة عنها (potash lye) نضيف قطرتين من مادة البوتاش لاي من خلال الجزء الذي في اعلى القنينة (Soda lime or Caustic sole) باستخدام . (1-6)الموضح في الشكل رقم (seal cup) المسمى .

7 . تربط الحاضنة الى الوحدة الكهربائية الرئيسية

8 . تربط مفتاح التحكم بالضغط

9 . يربط غطاء القنينبصورو غير محكمة

ملاحظة

عند ربط مفتاح التحكم بالضغط وغطاء القنينة يراعى عدم الربط بشده وعدم استخدام أي اله او مفك لعملية الربط .

10 - بعد مرور (20±1) تبدا تثبيت النتائج عند الوقت الذي يثبت فيه درجة الحرارة دقة تقريراً 30 .

11 - غطىغلق باحكام غطاء قنينة النموذج وغطاء حاوية مقاييس الض

12 - تثبت خط الصفر لعمود الزئبق المريوط مع النموذج لقراءة الضغط

13 - يؤشر على استماراة القراءات الوقت الفعلى لبداية التجربة

14 - على الاقل مرة كل يوم وتثبت في استماراة القراءات (BOD) يؤخذ قراءات لقيم ال (6-2) الموضحة في الشكل

15 - الحقيقة لكافة (BOD) ساب قيمة الويتم ح في نهاية اليوم الخامس تكتمل القراءات المعامل المقابل لحجم النموذج الماخوذ (BOD) القيم المقايسة بضرب القيمة المسجلة (6-2) والمبين في الجدول رقم .


16 - (6-6) وتقارن النتائج مع المنحنيات النموذجية في المخطط رقم BOD يرسم منحني ال عن المنحنيات الموضحة في الشكل وتتخذ الخطوات المناسبة في حالة شذوذ النتائج (1 المذكور .

الحسابات:


-: الحقيقة كما يلي BOD تكون قيمة

$S = BOD \text{ mg/l} * \text{ القيمة المسجلة او المقرؤة من الجهاز}$

. معامل التخفيض تؤخذ قيمة من جدول رقم S =



شكل BO الشكل يوضح قنية (bead cup).




المخطط يبين المنحنيات النموذجية لفحص BOD

التجربة الثالثة


(COD) المتطلب الكيميائي للأوكسجين

Chemical oxygen demand (COD)

ان . وتعرف بانها تفاعلات اكسدة المواد العضوية تحت ظروف خاصة مسيطر عليها او برمجيات ، (K₂Cr₂O₇) مياوي يتم قياسه عن طريق الديايرومات كمية الاوكسجين الكي الى Cr³⁺ حيث تناكسد المواد العضوية عند احتفال الكروم ، (KmnO₄) البوتاسيوم .



: التالية تبين ذلك هناك علاقة مباشرة بين الكربون العضوي والاوكسجين والمعادلة



عندما تكون لذا يمكن حساب كمية الكاربون المتأكسد من كمية الماخوذة من المعادلة السابقة . وهذه النسبة في معظم الاحيان غير معروفة . معروفة X الى Y-Z (نسبة

من الطرق المقبولة والجيدة للتعبير عن (BOD) بعد فحص المتطلب البايكيمياوي للاوكسجين تركيز المواد العضوية الا انها تتطلب وقتا لاجرائها ونتيجة لهذا تم استعمال قياس المتطلب وتكون قيمة . وهي من الطرق السريعة التي تستغرق ساعتين (COD) اوي للاوكسجين الكيمي المتطلب الكيميائي عادة اعلى من قيم المتطلب البايكيمياوي للاوكسجين او مساوية لها بسبب والتي تشكل اكسدة للمواد العضوية (COD) الاكسدة التامة لجميع المواد العضوية في عملية . (BOD) كتربيا عن اكسدتها في فحص التي تعجز الب

يستعمل هذا الفحص لقياس تلوث مياه المجاري والمياه الطبيعية

جمع النماذج:

1- اما اذا حصلت اعاقة سيتم اضافة يتم جمع النماذج في قناني زجاجية وتحصص حالا (pH<2) حامض الكبريتيك لتكون وسط حامضي .

2- سيتم تخفيف النماذج لفحص بتركيز عالية اذا شمل النموذج على مواد صلبة عالقة (COD),(BOD),(TOC) . لتجنب الخطأ الذي يحصل اثناء الفحص .

طريقة دايرومات البوتاسيوم

الادوات المستعملة :

1- مللتر (250) او (500) دورق زجاجي سعة

2- (reflex) مكثف

3- مصدر حراري ، مسخنة كهربائية او ما شابه

-4

ة ، ساحة ، ماصة ، قاني مخروطية ، الخزجاجيات مختلفة



: المو

1- محلول دايكرومات البوتاسيوم (standard potassium dischromate solution) (K₂Cr₂O₇) (0.0416M) يذوب 12.259 غم من محلول دايكرومات البوتاسيوم بعد تحفيظه في فرن درجة حرارة 150°C لفترة ساعتين في قليل من الماء المقطر ثم يكمل الحجم إلى 1000 مل . فالتركيز المكافئ يساوي 6 * 0.04167M = 0.2500N

2- يضاف كبريتات الفضة : (Sulfuric acid) الكبريتيك كاشف حامض . غم من 5.5 بشكل صلب او باودر الى حامض الكبريتيك بمعدل (Ag₂SO₄) . اتركه لمدة يوم ليذوب ثم امزجه H₂SO₄ من Ag₂SO₄/1Kg

3- 1.10 - فينانثرولين احادي الماء 1.10 غم من 1.485 يذوب :كاشف الفروين في ماء FeSO₄-7H₂O غم من 695 و . مل 100 مقطر وتخفف الى .

4- كبريتات الحديدوز الامونياكي (FAS) (Standard ferros ammonium sulfate) (Fe(NH₄)₂(SO₄)₂-6H₂O) يذوب 98 غم من 0.25M للتسريح . ويجب ان يعاير هذا المركب يوميا كما يلي . مل 1000 من حامض الكبريتيك المركز يبرد ويجفف الى 20 اضافة .

مل من حامض 30 مل ويضاف 100 القياسي الى $K_2Cr_2O_7$ مل من 25 يخفف (3-2) مل الى 0.15 استعمال (FAS) الكبريتيكالمركز ويبرد ثم يعاير مع . كما في المعادلة التالية (FAS) نحسب مولارية قطرة من كاشف الفروين .

$$\text{Volum of } 0.04167M \ K_2Cr_2O_7 \\ = \frac{\text{volum of(FAS) (ml)}}{*0.25}$$

. حبيبات صلبة او باودر : $HgSO_4$ كبريتات الرئيق-5

ترثت في الماء يستعمل فقط عند وجود تداخلات الا

طريقة العمل :

1- يتم اخذ : COD النماذج التي تحتوي على : معالجة النموذج اما النموذج ذا . مل 500 من النموذج ويوضع في دورق سعة 50 ثم يضاف . مل 50 ناخذ حجم قليل من النموذج ويخفف الى 1 / ml مع خلطها جيدا مع Sulfamic acid مل من 5 ضف ببطء $HgSO_4$ -1gm بيرد النموذج مع استمرار الخلط لتجنب حصول فقدان اثناء التبخر . $HgSO_4$.

2- ثم اربط النموذج مع . ($K_2Cr_2O_7$) (0.0416M) مل من 25 ضف مل من 70 المكثف واجعل الماء البارد يمر خلال المكثف ثم ضف خلال فتحة المكثف Sulfamic acid

3- على بواسطة بيكرات صغيرة لمنع دخول معادن اغلق فتحات المكثف من الا . غريبة الى النموذج ثم اتركه لمدة ساعتين على مسخن حراري

4- يبرد النموذج وتغسل جوانب المكثف بالماء المقطر ارفع النموذج من المكثف . وخففة الى ضعفة بالماء البارد

5- ($K_2Cr_2O_7$) ثم سحق زيادة من برد النموذج وصولا الى درجة حرارة الغرفة مع (FAS)

6- قطرة من كاشف الفروين (3-2) مل الى 0.15 استعمال

7- سجل الحجم الذي يتم عنده نقطة المعايرة والتي تحصل عند تغير لون محلول من الازرق المخضر الى الاحمر الغامق

8- . (blank) اعمل نفس الخطوات السابقة على نموذج ماء مقطر ليغير

9- قليلة فيتم استعمال دايكرومات (COD) لنموج على تراكيز في حالة احتواء اذ (FAS) وتسخن مع (K₂Cr₂O₇) (0.0416M) البوتاسيوم وحاول قدر الامكان عدم دخول المواد العضوية من جوانب وجدران الزجاج : ولمزيد من الدقة يتم تكثيف النموج وتركيزه قبل عملية فحصه كما يلي
مل واضف لها كافة الاضافات المطلوبة ثم قلل حجم 50% من خذ حجم اكتمل حجم حامض مفتوح الى الهواء .مل بواسطة تسخينة 150°C النموج الى باستعمال كمية HgSO₄:CL⁻ 1:10 الكبريتيك باضافة النسبة المطلوبة . الحاضرة من النموج وتكميل خطوات العمل السابقة -CL⁻

الحسابات :

$$\text{COD as mg O}_2/\text{L} = \frac{(A-B) * M * 8000}{\text{Ml of sample}}$$

$$\begin{aligned} A &= \text{مل من FAS بـ bland} \\ B &= \text{مل من FAS للنموج} \\ M &= \text{مولارية FAS} \\ \text{مل 1000 من الحجم المكافئ من وزن الاوكسجين} &= 8000 \end{aligned}$$

التجربة الرابعة

(Iron) 3500-Fe B الحديد

ويوجد المنغنيز ،الحديد والمنغنيز معدنان مشابهان كيميائياً وليسوا ذات خطورة على البشر . حيث يوجد الحديد

الحديد:

واهم ترسيبات الغرينو يوجد الحديد بشكل كبير في القشرة الأرضية ويتوفر في صخور الطفل والمكنتايت والبيونات والامفيولات، المعادن التي تحتوي على الحديد هي البيروكسانات

والشكل العام ، من أهم معادنة (Ferrioxides) وتعد الاكاسيد الفري حديدية، والبيرايت ، والاليفين د وصولة لتركيز عالية وان معدن الحديد غير ضار بالصحة عذ (Fe^{+2}) لها هو الحديد الثنائي وكذلك عند تعرضه ، في مياة الشرب لكنه يتسبب بإعطاء الطعم المر غير المستساغ للأوكسجين وبفعل بكتيريا معينة فأنه يتأكسد إلى الحديد الثلاثي التكافؤ والذي يتسبب بتكون بيب التغليف ويعمل التآكل في أنا ، رواسب وصبغة بنية على سطح الأنابيب الناقلة له وداخلها كما ويؤثر على لون الملابس ، الموجودة في أبار المياة الجوفية على نشر الحديد في مياة البئر . الطلاء الزجاجي، الطباق ، والكافي السيراميك ، (Laundry) المغسولة القواعد مثل قواعد الصوديوم وكذلك ، الكلوراين ، لإزالة شدة اللون يتم استعمال الصوابين بونات الكار.

فحص الحديد

-: الأجهزة المستعملة

. تستعمل احد هذه الأجهزة-1

عند طول موجي مساوي ، (4-2) جهاز الأطياف الضوئية الموضح في الشكل ١-
. (نانوميتر 510)

٥١٠ أقصى مرور ضوئي ، جهاز المرشحات الضوئية مزود بمرشح اخضر -ب
نانوميتر

. سم (100) سعة أنابيب نسلر طويلة -ج

مسخنة حرارية -2

3- زجاجيات مختبرية مختلفة مغسولة بحامض الهيدروكلوريك المركز ثم بالماء المقطر



المواد والم

-1 . حامض


- 2 من مادة (غرام 10) يحضر من إذابة : محلول هيدروكسيد أمين هيدروكلورايد من الماء المقطر (سم 100) في (NH₂OH.HCl) ن هيدروكلورايد هيدروكسيد أمي.
- 3 من مادة خلات (غرام 250) يحضر من إذابة : محلول منظم من خلات الامونيوم من حامض (سم 700) يضاف للمحلول من الماء المقطر (سم 150) الامونيوم في الهيدروكلوريك المخفف.
- 4 من مادة الفينانثرولين أحادي الماء (م غرام 0.1) يحضر من إذابة : محلول الفينانثرولين من الماء المقطر المضاف إليه قطرتين من حامض الهيدروكلوريك (سم 100) في المخفف.
- 5 يحضر بإحدى الطرق التالية (1) محلول قياسي من الحديد رقم
- أ- من حامض (سم 20) من سلك حديدي نقى ونظيف في (غرام 0.2) يذوب (لت 1) لى العالمة في قنينة حجمية سعة ثم يخفف إلى (6 عيارية) الكبريتيك.
- ب- من (سم 50) من حامض الكبريتيك المركز إلى (سم 20) يضاف وببطء من مادة كبريتات (غرام 1.404) يبرد المزيج ثم يضاف إليه الماء المقطر الامونيوم الحديدية إلى محلول على شكل قطرات من محلول برمجنات يخفف إلى إن يصبح لون محلول وردي فاتح إلى (0.1 عيارية) البوتاسيوم (لت 1) العالمة بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة (مايكروغرام حديد 200) من محلول يحوي على (سم 1).
- لفترة طويلة من دون تغيير في خواصه (يمكن الاحتفاظ بمحلول الحديد رقم) ويستحسن خزنة في قناني بلاستيكية.
- 6 من محلول (سم 50) ينقل بواسطة ماصة حجمية : (2) من الحديد رقم محلول قياسي ويخفف إلى العالمة بالماء المقطر. (L1) إلى قنينة حجمية سعة (1) الحديد رقم (مايكروغرام حديد 10) من محلول يحوي على (سم 1).
- 7 محلول من (سم 50) ينقل بواسطة ماصة حجمية : (3) محلول قياسي من الحديد رقم ويخفف إلى العالمة بالماء المقطر. (لت 1) إلى قنينة حجمية سعة (2) الحديد رقم (مايكروغرام حديد 1) من محلول يحوي على (سم 1) isopropyl ether . -8

طريقة العمل :

- 0) تراوح محتوياتها بين (10 لا تقل عن (تحضر سلسلة من المحاليل القياسية وذلك باستعمال المحاليل من محلول النهائي (سم3 100) لغم حديد في م 0.15 (القياسية في الفقرة 7).
- 2 من حامض الهيدروكلوريك (سم3 2) تنقل المحاليل إلى قناني مخروطية ويضاف إليها يضاف للمحلول بعض كرات من محلول هيدروكسيل أمين (سم3 1) المركز و 15) الغليان إلى أن يصبح حجم محلول حوالي زجاجية ويُسخن إلى درجة 20سم3).
- 3 أو إلى أنابيب (سم3 100) تبرد إلى درجة حرارة الغرفة وتنتقل إلى قناني حجمية سعة من محلول (سم3 2) من محلول خلات الامونيوم و (سم3 100) نسلر ويضاف إليها . ويخفف إلى العلامة بالماء المقطر . الفينانثرولين.
- 4 دقة لإظهار اللون كاملا (10-15) يل جيدا وترك لمدة تمزج المحال
- 5 نانومتر (510) يقاس امتصاص المحاليل بجهاز الأطيف الضوئي على طول موجي وفي حالة استعمال أنابيب . ويرسم المنحني أعياري باستعمال الماء المقطر كمرجع ستعمل لأغراض وتنسلر تحفظ المحاليل في الأنابيب بعيدة عن الضوء والحرارة . المقارنة بواسطة العين.
- 6 يتم بمزج نموذج الماء جيدا ثم يقاس حجم مناسب منه - تعين الحديد الكلي في الماء وينقل إلى قنية مخروطية ويخفف بالماء (سم3 50.000-10.000) يتراوح بين (سم3 50) المقطر إلى حجم.
- 7 2) تعداد الخطوات من يل القياسية المحضرة بالخطوات السابقة أو بقياس يقارن لون النموذج مع المحال ويستعمل المنحنى لإيجاد تركيز الامتصاص بواسطة جهاز الأطيف الضوئي . المحلول.
- 8 لتعيين الحديد الذائب يترك نموذج الماء ليركد ثم يرشح الجزء الرائق خلال ورقة (2-5) ات ويعامل كما في الخطوة . (سم3 50) يقاس حجم معين من الراشح . ترشيح
- 10 يحسب نتيجة الفرق بين الحديد الكلي وال الحديد الذائب في لتعيين الحديد العالق النموذج.

الحسابات

$$\text{حجم النموذج} / [\text{تركيز الحديد}] = \frac{\text{تركيز الحديد}}{1000} \text{ (mg/l)} \cdot \text{حجم النموذج} \text{ (cm}^3\text{)}.$$



الشكل يوضح جهاز الاطياف الضوئي .

التجربة الخامسة

(Inclined plats) الترسيب باستعمال الصفائح المائلة

تجري عملية معالجة الماء لازالة المواد الصلبة في الماء والمخلفات بطرق كثيرة منها والمرشح ، واحواض السايكلون ، (hydrociones) احواض الترسيب حواض تتم في (Sedimentation) Ultrafiltration و باستخدام الاغشية ، (pressure filtration) الضغطى الترسيب تنقية الماء وازالة العناصر الثقيلة والمواد الملبدة والحمل الصلب وذلك باستخدام تختلف بمقدار هذه التراكيز ويراعى في هذه الحالة عنصر مختلفة (القعدة للمرسب) مساحات . الكلفة

بدائل لحل فأخذت في الوقت الحاضر جرت العادة لتصغير دائرة المعالجة وملاحظة الكلفة والانابيب المائلة او التشغيل الحراري ، مشاكل التصفية منها استعمال الضغط

حيث تستعمل الانابيب المائلة لمعالجة الماء ذات المواد العالقة العالية التركيز حيث من المعروف ان المخثرات تستعمل لازالة المواد العالقة ولكن عند زيتها عن الحدود الطبيعية (hazard) صعب ازالتها باستخدام المخثرات لأن زيادة كمية المخثرات لها اضرار خطيرة واستخدام المساحات الكبيرة لاحواض الترسيب عملية غير اقتصادية فتتم استخدام (potential) او بشكل صفائح حيث m^2 وبطول 0.2 الانابيب المائلة والتي تكون اما بشكل انبوب بقطر نابيب اعتمادا على تركيز المواد العالقة او ثخن الخبث المتكون وعلى مقدار تصميم هذه الانابيب (activated sludge) ويكون مائلاً بزاوية بين $45^\circ - 60^\circ$. وهو الميلان الذي يعطي اكبر كفاءة لازالة و تكون هذه الانابيب مرتبطة في وسط الحوض او الازالة بعمليتين اساسيتين قريبة من الفعل وستتم .

قلة الارتفاع يجعل ترسب الحبيبات يكون اسرع : الاولى

اما كبر تصادم الحبيبات مع جدران هذه الانابيب فيقل من عزمهما وطاقتها فترسب : الثانية المساحة السطحية التي تتولد من المساحة السطحية لحوض الترسيب مضافا اليها المساحة ه الانابيب او الاوواح السطحية لهذه.

الادوات المستعملة:

-1 عمود ترسيب عدد 2/

-2 عدد 150 بيكرات سعة الواحد /مليتر

-3 جهاز قياس العكاره

طريقة العمل

1- بينما يربط الثاني بزاوية 90° يتم ربط عمودي الترسيب الاول بزاوية $45^\circ - 60^\circ$ من الزمن ويقاس له كمية العكاره يخلط نموذج الماء بحيث يكون متجانس لفترة 2 . الاوليه لتهيئة النموذج للفحص

3- يأخذ خلالها نماذج للفحص من دقيقه 30 يصب نموذج الماء في العمودين ويترك لمهة 30 دقيقة (10,30,50,70,90) العمودين ومن كافة الفتحات الموجودة على الارتفاعات التالية . دقيقه (10,20,30) ولفترات

4- تم قياس العكاره ويستخرج منها قيمة نسبية الازالة من القانون التالي

$$Co-C$$

$$\frac{\text{---}}{Co}$$

: حيث ان

نسبة الازالة = ξ


$C_0 = \text{العكاره الاوليه (NTU)}$

$C = \text{دقيقه} (10-20-30) \text{ العكاره عند زمن معين}$

- 4 . يحدد جدول لمليء المعلومات الخاصة لكل عمود كما في الجدول
- 5 . يتم رسم مخطط الكنتوري للزالة للعمودين وحسب الفترات الزمنية كما في المخطط.

. م العكاره والزمن ونسبة الازالة الجدول يملاء بقي

% نسبة الازالة						العكاره الاوليه (NTU)	الزمن (t)
60	50	40	30	20	10		
							10
							20
							60



يبين خطوط (2) يبين خطوط الازالة في حالة كون عمود الترسيب عمودي (1)المخطط
الازالة في حالة كون عمود الترسيب مائل

سطوانة او من خلال تعلم التجربة في حالة جريان ثابت من خلال مليء الا -: ملاحظه
الجريان المستمر وبنفس الخطوات السابقة.

التجربة السادسة

FLOTATION التعويم او التطويف

وهي عملية فصل العوالق بتطويفها الى الاعلى وبخاصة الزيوت والدهون باستخدام الفقاعات معالجة بثلاث طرق الهوائية الصغيرة الناتجة من عملية ضخ الهواء الى داخل محلول المراد للتعويمفائدة اساسية .اساسية و تستعمل في محطات معالجة مياه المجاري لازالة المواد العالقة بالنسبة للمواد الدقيقة والخفيفة الوزن حيث ان هذه المواد تترسب ببطء داخل محلول اذا اعتمدت يسرع بعملية ازالتها والتخلص طرق الترسيب الاعتيادي الا ان تعويمها بطريقة الهواء المضغوط منها بوقت قصير.

dissolved air flotation : 1- وهي عملية اذابة الهواء في المخلفات

تحت ضغط عالي وبعد تقليل الضغط بشكل مفاجيء ينطلق الماء مع الهواء من اسفل حوض التقويم مما يسبب عملية الطفو لجزيئات العالقة وبالتالي صعودها الى سطح الحوض ويسحب من اسفل الحوض المياه التي يتم ازالتها (sludg) الصافية وفي السطح تكون طبقة سميكة من ا بواسطة الفاشطات .

dispersed -air flotation : 2- وفي هذا النوع يتم ادخال الهواء الى

(turbine) بواسطة مضخة الهواء او بواسطة حوض المخلفات مباشرتا بحيث تعمل فقاعات الهواء .لادخال خليط الهواء (proptler) او استخدام لصعود الى اعلى السطح على دفع الجزيئات الى ا

electro flotation : 3- وفي هذا النوع يتم توليد فقاعات هوائية بين

القطبين بحيث تتولد غازات الاوكسجين والهيدروجين وهذه الطريقة غير مفضلة لانها تحتاج الى صيانة الاقطاب باستمرار اضافة الى استهلاكها بمرور الزمن.

dissolved-air flotation هي معالجة المياه الصناعية نوعان من اهم الانواع المستعملة رغم الكلفة التشغيلية العالية لهذا النوع مقارنة بالنوع recycle وبالاخص pressure ومن نوع dispersed وهو المتشتت.

ما في عملية التعويم بواسطة الهواء المذاب يتم اذابة الهواء داخل محلول وذلك بواسطة تسليط مقداره عدة ضغوط جوية على محلول ومن ثم يرفع الضغط عن محلول فتحرر فقاعات هواء صغيرة هي التي تقوم بعملية التعويم ولقطع الفقاعات تاثير على عملية التعويم فان الفقاعات الكبيرة القطر تزداد سرعة طفوها الى الاعلى من جهة ومن جهة اخرى فاذا بلغ قطرها عدة

ات فان هذه العملية ستحول الى اضطراب غير منظم داخل المحلول وتكون العملية خلط ملمتر للمحلول وليس عملية تعويم للمواد العالقة.

: المواد الكيماوية المساعدة في اسراع عملية التعويم

ة ان عمل هذه المواد الكيماوية تستعمل المواد الكيماوية لغرض المساعدة في عملية التعويم يكون بتكوين سطح او هيكل حول الجسيمات الموجودة مما يزيد من التصاق الفقاعات الهوائية بهذه الجسيمات ويسرع بعملية التعويم وكذلك تزيد كفاءة العملية

ان المركبات الغير العضوية تستعمل لهذا الغرض كاملاح الحديد والالمنيوم حيث تعمل هذه الصغيرة ببعضها وان هذه العملية تكون هيكل جديد للجسيمات الاملاح على التصاق الجسيمات مما يسرع بعملية تعويمها بالفقاعات الهوائية

: مع الترسيب (التطويف) مقارنة طريقة التقويم

- 1- بينما الترسيب بالساعات (دقيقة40) تحتاج الى وقت اقصر حوالي (flotation) فترة ال
- 2- ي ازالة الجزيئات التي من الصعب ازالتها بالطرق التطويف يعطي نتائج اكثر كفاءة ف . (الترسيب) الاخرى
- 3- يحتل التطويف مساحة اقل من مساحة احواض الترسيب

: معادلة احتساب كمية الهواء المطلوبة الى نسبة المواد العالقة الموجودة

$$\frac{A}{SS} = \frac{Cc(fp-1)}{SS^\circ}$$

Cc = (mg/l) تركيز الهواء المذاب ب

F = (0.8-0.5) معامل التصحیح

P = الضغط المشبع

= SS° التركيز الاولى للمواد العالقة


وكلما وبالتالي تزداد كفاءة الازالة (A/SS) من خلال العلاقة نلاحظ بانه كلما زاد الضغط زادت . وبالتالي قلت كفاءة الازالة (A/SS) زادت تركيز الملوثات قلت

مقدمة عن الجهاز

من نوع (5-2) والمبين شكله في ، dissolved air flotation يعمل هذا الجهاز pressure وتميل فكرة هذا الجهاز هو اختيار تأثير الضغط و recycle ال recycle . وكذلك تعبر تراكيز الملوثات على كفاءة الازالة على كفاءة الازالة .

طريقة عمل التطبيق :

تستخدم طريقة التقويم لازالة الدهون والمواد العالقة التي من الصعب ازالتها بالطرق الأخرى فهي من الطرق الفيزيائية والتي تعتمد على ميكانيكية تصل الملوثات من الماء بواسطة زخم هائل من الفقاعات الهوائية التي تتجذب كل فقاعة بالملوثات وتعمل على تقليل كثافتها توليد وبالتالي رفعها الى السطح.



طر:

- 1- املء وعاء التسرب بماء الحنفية الخالي من الشوائب الى حد ثلثي الوعاء
- 2- الى وعاء التسرب عن طريق رفع الحلقة المعدنية (compressor) الهواء اربط مجهز الموجودة في الكبيل ثم ادفعه الى الاسفل عندها تطلق الحلقة ويتم الربط مع وعاء التسرب كما ويتم الربط بين وعاء التسرب والجارات .

3- رج .(65-70psi) سوف يرتفع الضغط الى حوض التشبع بمقدار .شغل مجهر الهواء

زد .فإذا انخفض الضغط بمعنى انخفض الهواء المذاب ثانية 30 وعاء التشبع بقوة لمدة

ث رج الفنية مره ثانية او ثلث مرات بنفس .الضغط وارفعه الى نفس المقدار المقرر

ثم تابع الرج بشكل دقيق 10-5 بعدها اترك مجهر الهواء ووعاء التشبع لمدة لبطريقة

. خفض الضغط عند الرج بمعنى قد تشبع بالهواء متقطع فإذا لم يذ

4- واربط خط التغذية مع وعاء التشبع بعد ان يتم .اربط الجارات الاربعة في مكانها المحدد

. تنظيفه بالهواء

5- ضع العينه بالجارات الاربعة بالحجم الملائم مع كمية التدوير رغم ان سعة الجار في حالة كون النموذج (مليتر 1000-800) ملتر مثلا يؤخذ حجم نموذج مقداره 1500 ملتر من ماء المخلفات للذى يستوجب 500 ويؤخذ حجم مقداره .تدوير 10% يتطلب 100% تدوير مقداره.

6- بعد اضافة 200rpm بعد مليء الجارات بماء المخلفات يتم تشغيل الجهاز بسرعة

لمدة 40prm بسرعة بعدها يقل الخ .ثانية 30 ويتم الخلط لمدة .المواد الكيميائية

كما يمكن .بعدها يتم حساب افضل جرعة مطلوبه .دقيقة لتوفير وقت للتخلص 15

سرعة التلبيه المستخدمه والتي تعتبر ضرورية في حالة تصميم احواض G ايجاد قيمة

. التعويم والمخطط يبين العلاقة بين السرعة وقيمة

7- يتم تحديد زمن التدوير وحسب زمن التدوير من المخطط الذي يربط بين حجم التدوير و


. نوع الضغط التشغيلي

8- يتم تجهيز الهواء الى الجارات من الاسفل حيث يتولد كمية كبيرة من الفقاعات الصغيرة .

دقائق لاكمال عملية التعويم ثم تأخذ النماذج (5-10) بعد ضخ الهواء يترك النموذج لمدة

جراء الفحوصات المطلوبة التي من خلالها يمكن تحديد ويتم امن الفتحه الوسطيه للجار

.نوعية المياه

المخطط يبين العلاقة بين السرعة و G

التجربة السابعة والثامنة

اختيار طرق التحليل البكتريولوجي

. هناك طريقتان لا يجاد أحدهما القولون في الماء

1. أو (most probable number) MPN (أو) الفحص الأكثر احتمالا)

تقاس في هذه الطريقة أعداد البكتيريا بعد أن . (أنابيب متعددة التخمير

، توضع حجم معين من النموذج في أنابيب اختبار تحتوي على أوساط زرعية

. ثم تحضن بفترة زمنية معلومة وبدرجة حرارية معينة

2. يتم قياس حجم معين . استعمال أغشية الترشيح (Membrane filter)

النموذج ثم يمرر خلال أغشية فلترية ناعمة حيث تبقى البكتيريا على من

الأغشية ثم توضع هذه الأغشية على وسط زراعي وتحضن بفترة زمنية معلومة

وبدرجة حرارية معينة.

1- (أو) MPN (most probable number) (الفحص الأكثر احتمالا) 9215 D . (رأنابيب متعددة التخمير)

حيث تستخدم بصورة أساسية . استخدمت هذه الطريقة وفترة طويلة في تحليل مياه الشرب كما وتعتبر الطريقة المعتمدة في أكثر ، والحماء ، والمياه شبه الصلبة كالرسوبيات ، للمياه العكرة . الدول .

- المبدأ

خافييف كل نسبة توضع في أنبوب تتم في هذه الطريقة أخذ خمس نسب وكل نسبة ثلاثة فان . وفترة معلومة قياسية قويضاف لها وسط زرعي ثم تحضن بدرجة حرارة قياسي، خاص اضطراب الوسط الزراعي نتيجة ظهور بكتيريا القولون يتم بواسطة الاشاره إلى عكارة ناتجة عن ماذج التي تعطي ذ نتوجد بواسطة اخ MPN إن(أو بواسطة ظهور الغاز ، (pH) لتخفييف قيمة ويعلم جدول احصائي لها وتكتب لكل (عدد الانابيب التي تنمو لكل تخفييف) قيم موجبة أي ولكن الطريقة الاكثر توجد انواع مختلفة من انابيب التخمير المتعددة . مل من النموذج 100/ سة نماذج نأخذ خم . شيئاً تتم باخذ عينات ماء من كل ثلاثة متسلسل متعاقب على سبيل المثال . 1/100 وتخفف بنسبة 10/بنسبة .

- كما ويمكن تقليل كلفة التحليل باتباع واحد من الوسائل التالية
متلا ثلاثة انابيب بدلا من خمسة لقياس قيم، تقليل عدد الانابيب التي تحضن لكل تخفييف 1- MPN MPN يبين قيم (2-7) والجدول
وف تقودوس باستعمال مختلف التخافيف بدلا من 9 الطريقة بعض الدقة كما وان تقليل المجموع الكلي للانابيب في هذه
ترع ثم تحضن الانابيب في حاضنة ، الاولية المستعملة يوفر من المواد 15

مع التخافيف المستعملة (MPN) الجدول يبين احتمالية فحص

MPN	ب التي أظهرت تفاعل موجب من عدد الأنابيب		
	مل 0.1 من 3 لكل	مل 1 من 3 لكل	مل 10 من 3 لكل
3<	0	0	0
3	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1
7	1	0	1
7	0	1	1

11	1	1	1
11	0	2	1
9	0	0	2
14	1	0	2

1- مل من الماء تزرع 10مل في خمسة أنابيب تحتوي على 50بالنسبة لمياه الشرب يتم اخذ
رن النتائج مع ما موجود في الجدول للحصول على قيم الفحص الأكثر ثمتحضن وتقا
احتمالا MPN.

الشكل

حدود الثقة 95%		معامل MPN مل 100 لكل	عدد الأنابيب التي أظهرت تفاعل موجب من	
الأعلى	الأقل		5 * 10 مل	1 * 50 مل
		1<	0	0
4	0.5	1	1	0
6	0.5	2	2	0
11	0.5	4	3	0
13	1	5	4	0
17	2	7	5	0
6	0.5	2	0	1
9	0.5	3	1	1
15	1	6	2	1
21	2	9	3	1
40	4	16	4	1
		18>	5	1

- الوسط الزراعي وماه التخفيف

٠-الوسط الزراعي

مثلا عد بكتيريا القولون في بداية الفحص كل نوع من الفحص يتطلب الى وسط زراعي خاص
اما بير كجزء من الفحص حيث تستعمل للعزل والتخم (Lauryl tryptose) يستخدم

(brilliant green lactosebile) يستعمل الوسط الزرعي (التعزيزي) في الفحص التكميلي و حيث تستعمل لايجاد العدد الكلي لبكتيريا القولون (BGLB) . والقولون البرازية ، ه في موجود MPN وبعض خصائص هذه الاوساط المستعملة في الفحص الأكثر احتمالاً . هذه الاوساط ممكن ان تتوفر بالشكل الاتي . جدول

1. يوزن منه (غرام او اكثر 200 باكيت من) ،

غرام حيث يذوب في حجم معلوم من الماء المقطر ويخلط قبل 200

. الاستعمال لزراعة البكتيريا

2. يوزن منه مسبقاً كمية (باكيت مسبق الوزن) ،

ملائمة لوسط ثابت يذوب بالماء المقطر ويخلط قبل الاستعمال

3. امبولة جاهزة الاستعمال

اما الباكيت . اذا تكلفة عالية وفترة بقاء قليلة من الممكن ان تستخدم الامبولة كوسط زرعي جيد (batch) مسبق الوزن فانه سهل التحضير وقليل المخاطر اثناء تحضيره كدفعة واحدة زرعية وعلى كل . بينما الوسط ذا الباكيت الجاهز يعتبر غالى اذا كان ذا كمية قليلة . medium . حال لا تعتبر هذه الاوساط ذا كلفة اساسية منكلاf التحليل البايولوجي

يجب ان تحكم غطائها بعد الاستعمال (Dehydrated) عنداستعمال القفاني الكبيرة من وسط . بئة وخصوصاً الرطبة لمنع حدوث تسرب منه الى الب

بعد احضار الوسط الزرعي يذوب في وجافة تخزن الاوساط الزرعية في اماكن باردة مظلمة ماء مقطر وسوف يوضع في انبيب زرعية او قفاني معقمة يتم استعمالها اولاً للفحص الموجب ديد تستعمل يعاد الفحص من ج ، اذا لم يحدث تفاعل او يلاحظ شيء . والسالب للكائنات الحية الاوساط الزرعية مباشرة او تخزن لحمايتها من التلوث لحين استعمالها

ـ ٠ ماء التخفيف (Astock Solution of buffer dilution water)

مل 500 في KH_2PO_4 غم من دهایدروجين فوسفات الصوديوم 34جهز ماء التخفيف باضافة باضافة كمية قليلة من 7.2 وتضبط الى (pH) من الماء المقطر بعد ان تقام درجة التفاعل ويخزن بعد ربط سداده بضاف الماء المقطر ليكمل الحجم الى لتر ، (1 مول 1 NaOH) الغطاء جيداً في الثلاجة .

مل من ماء التخفيف في قفاني التخفيف المعقمة ثم اكمل الحجم الى اللتر بالماء 1.25 ضف غطاء غير محكمة وضعه في الاوتوكليف للتعقيم لمدة المقطر واخلطه جيداً ثم اجعل سداده الا ثم ارفع القفاني من الاوتوكليف واحكم اغلاق السداده واخزنها في ، 21° م دقيقة في درجة 20 مكان نظيف لحين الاستعمال

الشكل

	درجة حرارة الحضن	الاستعمال	الوسط
الوسط المستخدم للعزل			
تستعمل وسط مخفف خفيف وسط بواسطة تهوية مزدوج بالماء المقطر توضع في أنبوب او أنبوب (قنية تخمير (درهم)	ساعة بدرجة 48 لبكتيريا القولون $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ساعة بدرجة 24 الكليمو لبكتيريا القولون 44.5°C المقاومة للحرارة	لبكتيريا القولون الكلية والمقاومة	Lactose broth
	ساعة بدرجة 48 ون لبكتيريا القولون $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ساعة بدرجة 24 الكليمو لبكتيريا القولون 44.5°C المقاومة للحرارة	لبكتيريا القولون الكلية والمقاومة	MacConkey broth
تتوفر تجاريًا في دهایدرت من (Minerals Modified Glutamate Medium)	ساعة بدرجة 48 لبكتيريا القولون $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ساعة بدرجة 24 الكليمو القولون لبكتيريا 44.5°C المقاومة للحرارة	لبكتيريا القولون الكلية والمقاومة	Improved formate lactose glutamate medium
	ساعة بدرجة 48 لبكتيريا القولون $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ساعة بدرجة 24 الكليمو لبكتيريا القولون 44.5°C المقاومة للحرارة	لبكتيريا القولون الكلية والمقاومة	Lauryl tryptose (lactose) broth
اوساط الفحص التكميلي			
I- تضاف 1% (m/m) ترايبتون DL- او يصلح في فحص التخمير	لبكتيريا $44.5-44^{\circ}\text{C}$ بدرجة القولون المقاومة للحرارة	لبكتيريا القولون الكلية يتكون (والمقاومة (غاز)	Brilliant green lactose bile broth
	لبكتيريا $44.5-44^{\circ}\text{C}$ بدرجة للحرارة القولون المقاوم	لبكتيريا القولون انتاج قليل (المقاومة indole production)	EC medium
	لبكتيريا $44.5-44^{\circ}\text{C}$ بدرجة	لبكتيريا القولون	Trytöne

	القولون المقاومة للحرارة	انتاج قليل(المقاومة indole وتكون (production) غاز قليل	water
	لبكتيريا ° م 44.5-44 بدرجة القولون المقاومة للحرار	لبكتيريا القولون انتاج قليل(المقاومة indole وتكون (production) غاز قليل	Lauryl tryptose mannitol broth with tryptophan

-: الأدوات المستعملة - 7-5-2-

- 1 و بمقدار (0.5±) بحساسية (35-37) حاضنة او حمام مائي درجة حرارة د على نوع البكتيريا وعلى ان اختبار درجة الحرارة تعمد . (°م 44.5-44.5±)(0.25±)
- . الوسط الزراعي
- 2 الحجم المطلوب يعتمد على حجم اوتوكليف لتعقيم الزجاجيات والاواسط الزراعية
 - . لاوساط زراعية مختبرية مطلوبة (لتر 150-100) العمل وتكون واسعة
 - 3 . لتر 20 أدوات تقطير مع خزان سعة
 - 4 خدام اواسط زراعية دائري غرام ويمكن ان يستغنى عنه عند استه 0.05 ± ميزان دقته
 - . (مبقة الوزن) هيدروجين فوسفات الصوديوم المتوفرة
 - 5 انبيب وقاني ملائمة لاستعمالها في الاوتوكليف
 - 6 مل (0.01-0.1) ماصات زجاجية سعة
 - 7 (مل من الاوساط الزراعية 10+مل من النموذج 10) مل 150 * 20 انبيب اختبار ذو معدن ينزلق مع الغطاء
 - 8 مل للنموذج 50 مل 100 غطاء ممكن التحكم في اغلاقها سعة قاني ذات + (مل للوسط الزراعي 50).
 - 9 . مل 100,250,500,1000 اسطوانات قياسية سعة
 - 10 . انبيب اختبار وقاعدة انبيب الاختبار للحمل اثناء الخزن
 - 11 . محوار لقياس تغير درجة الحرارة في الحاضنة او الحمام المائي
 - 12 . عيادة تلاجه لخزن الاوساط الزر
 - 13 . تعقيم بالهواء الحار للماصات (Hot-air sterilizer)
 - 14 . مصباح بنزن او لمبة كحولية

- 15 . ملم 30*6 انبيب درهم
- 16 . وعاء لوضع الماصات للتعقيم
- 17 . لهب لاعداد الاوساط الزرعية
- 18 . قناني غسل (Wash bottle).
- 19 . ماصات ذات انفاخ زجاجي (Pipette bulbs).
- 20 . سلك فصل (wire loops) سلك لنقل الاوساط الزرعية (Spare wire)
- 21 . سباجولة (Spatula).
- 22 . حاوية لوضع الماصات لحين الاستعمال
- 23 . فرش لتنظيف الزجاجيات
- 24 . ومستلزمات الاسعاف الاولى - مطفأة حريق
- 25 . ادوات مختلفة
- 26 . حاويات مخلفات



-المواد المستهلكة -3-5-7-

- او ساط زرعية مثل (Lauryl trytose broth,(BGLB) brilliant green lactose -1
ووسط الزرعي الخاص ب EColi agar).
- 2 . معقمات لتنظيف سطوح المختبر والماصات
 - 3 . منظفات لتنظيف الزجاجيات والادوات
 - 4. الفوسفات- ماء التخفيض

(7-5)(الشكل)

(مل) حجم النموذج					نوع النموذج
0.001	0.01	1	10	100	
			5	1	ماء شرب معالج
5	5	5			ماء شرب نصف معالج
5	5	5			Recreational water
5	5	5			Protected – source water
5	5	5			Surface water


-خطوات العمل -4-5-7-

- 1- مفرد او مزدوج (حسب نوع الفحص سواء . حضر العدد المطلوب من الاو ساط الزرعية مل 10للمياه السطحية . الماء وحسب التخفيض يعتمد على شدة البكتيريا الموجودة في (من وسط مفرد


- 2- اختيار حلقة من التخافيف ويفضل الاعتماد على التخافيف الموجودة في الجدول 5(مل لتضاف 10 ثم يسحب منها ، تخلط قنينة النموذج جيدا 1/10الاحضار تخفيف . ولإيجاد وسفات مل من ماء التخفيض الحاوي على الف90في القنينة الحاوية على مل لتضاف الى 10 جيدا ثم يسحب منها 1/10 الخلط قنينة التخفيف 1/100التحفيض

- نماذج التخفييف** .مل من ماء التخفييف الحاوي على الفوسفات90القنية الحاوية على .الثانوية تعمل بنفس الطريقة
- 3- أذرعي اسحب بالماصة حجم معين من الماء وضعة في الأنابيب المحتوية على الوسط 10-1a كما في الشكل
- 4- ثم ضع الأنابيب في الحاضنة أو في الحمام ،علم الأنابيب بأرقام ممكن الرجوع إليها °م35 ساعة في درجة 48المائي لمدة
- 5- لاحظ نمو البكتيريا الذي يحصل في الأنابيب نتيجة لتكون العكارة، ساعة 24-18بعد ذلك مبين في pH حامض وتغير قيمةأو تغير اللون دال على تكون الـ، وتولد الغاز فالأنبوب التي يحصل بها النمو تعتبر موجبة الشحنة وتنظم في قائمة . (6-7)الجدول ارجع الأنابيب ، 10-1B الأنابيب الموجبة شاملـا بذلك كل التخافيف كما في الشكل . ثم أكمل خطوات العمل،ساعة 48إلى الحاضنة وعد فحصها بعد مرور
- 6- الخاصة (BGLB) من الأنابيب المطلوبة للأوساط الزرعية التأكيدية احضر عدد استعمل اللوب السلكي لنقل النموذج .والقولون البرازية ، EColi ببكتيريا القولون الكلية و عقم . 10-1c كما في الشكل .من الأنابيب الموجبة إلى الوسط أذرعي التأكيدـي علم الأنابيب باعتناء ثم .ا قبل الاستعمال ثم بردـه،اللوب بواسطة شعلة حتى الاحمرار لبكتيريا القولون °م 0.5 ± 0.5 أو °م 37 ± 0.5 ساعة بدرجة 48ضعـها في الحاضنة لمدة . Ecoli للقولون البرازي و °م 44 ± 0.5 ساعة 24أو لمدة (BGLB)الكلي
- 7- بعد فترة الحضن لاحظ ظهور الغاز وسجل عدد الانابيب الموجبة لكل نموذج مخفف 10-1d.الشكل كما في
- 8- (7-7)تقـارن النماذج ذات النتائج الموجبة والعدد الاكثر احتمـالـا بما موجود في الجدول (7-8) و (7-9).

a. Pipette sample into fermentation tubes




b. Calculate presumptive value after 24 hours incubation



Dilution 0.01

c. Inoculate fermentation tube with wire loop for confirmatory test



الشكل يوضح الكشف عن البكتيريا بطريقة التخافيف

الجدول

Reaction	Medium
44- بكتيريا مقاومة للحرارة 44.5° م	بكتيريا القولون الكليفي + 35-37° م
اوساط عزل البكتيريا	
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية 35-37° م	ظهور غاز في انبيب درهم مع ظهور تعرق في الوسط الزرعي
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية 35-37° م	ظهور غاز في انبيب درهم مع زرع ظهور تعرق في الوسط الا
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية 35-37° م	ظهور غاز في انبيب درهم مع ظهور تعرق في الوسط الزرعي
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية 35-37° م	ظهور غاز في انبيب درهم مع ظهور تعرق في الوسط الزرعي
وسط بكتيريا القولون	
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية	ظهور غاز في انبيب درهم مع ظهور تعرق في الوسط الزر

°M 37-35 بدرجة	ظهور تعرق في الوسط الزرعي	
مشابهة لبكتيريا القولون الكلية °M 37-35 بدرجة	م مع ظهور غاز في انبيب دره ظهور تعرق في الوسط الزرعي	EC medium
الى KOVACS يضاف كاشف يتم الكشف بظهور الانابيب اللون الاحمر.		Tryptone water
يسمح بظهور الغاز مع ظهور (اللون الاحمر) الاندول.		Lauryl tryptose mannitol broth with tryptophan

الجدول

حدود الثقة 95% الاعلى الاوطا	معامل لكل 100ML MPN	المجاميع الموجبة	حدود الثقة 95%		معامل لكل 100ML MPN	المجاميع الموجبة
			الاوطا	الاعلى		
56	9	22	4-2-0	-	-	2< 0-0-0
65	12	26	4-2-1	10	1	2 0-0-1
67	12	27	4-3-0	10	1	2 0-1-0
77	15	33	4-3-1	13	1	4 0-2-0
80	16	34	4-4-0			
86	9	23	5-0-0	11	1	2 1-0-0
110	10	30	5-0-1	15	1	4 1-0-1
140	20	40	5-0-2	15	1	4 1-1-0
120	10	30	5-1-0	18	2	6 1-1-1
150	20	50	5-1-1	18	2	6 1-2-0
180	30	60	5-1-2			
170	20	50	5-2-0	17	1	4 2-0-0
210	30	70	5-2-1	20	2	7 2-0-1
250	40	90	5-2-2	21	2	7 2-1-0
250	30	80	5-3-0	24	3	9 2-1-1
300	40	110	5-3-1	25	3	9 2-2-0
360	60	140	5-3-2	29	5	12 2-3-0
410	80	170	5-3-3	24	3	8 3-0-0
390	50	130	5-4-0	29	4	11 3-0-1
480	70	170	5-4-1	29	4	11 3-1-0

580	100	220	5-4-2	35	6	14	3-1-1
690	120	280	5-4-3	35	6	14	3-2-0
820	160	350	5-4-4	40	7	17	3-2-1
940	100	240	5-5-0	38	5	13	4-0-0
1300	100	300	5-5-1	45	7	17	4-0-1
2000	200	500	5-5-2	46	7	17	4-1-0
2900	300	900	5-5-3	55	9	21	4-1-1
5300	600	1600	5-5-4	63	12	26	4-1-2
-	-	1600<	5-5-5				

الجدول

MPN	عدد الأنابيب التي تعطي قيم موجبة		
	مل 0.1 لكل 3	مل الكل 3	مل 10 لكل 3
3	0	0	0
3	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1
7	1	0	1
7	0	1	1
11	1	1	1
11	0	2	1
9	0	0	2
14	1	0	2

الجدول

95% حدود الثقة		MPN مل 100	عدد الانابيب التي تعطي تفاعل موجب	
الاعلى	الاوپا		مل 5*10	مل 1*50

		1	0	0
4	0.5	1	1	0
6	0.5	2	2	0
11	0.5	34	3	0
13	1	5	4	0
17	2	7	5	0
6	0.5	2	0	1
9	0.5	3	1	1
15	1	6	2	1
21	2	9	3	1
40	4	16	4	1
		18	5	1

الجدول

(الفحص التأكيدi) Confirmed test:

ينقل قليل من المزروع الذي اعطى نتيجة موجبة في الاختبار السابق الى انباب بواسطة الناقل المعقم (Brilliant green bile lactose broth) تحوي وسط وعند تكون اي كمية من الغاز في الانابيب تعتبر ساعه 48م لمندة 37وتحضن بدرجة .النتيجة موجبة للفحص التأكيدi

(الفحص التكميلي) Complete test :

روع من كل انبوب حيث يؤخذ جزء من المز و هي الخطوة التي تتبع الفحص التأكيدi أو وسط (Endo agar) ويختلط على وسط ،اعطى نتيجة موجبة من الفحص السابق وتلاحظ م 37وتحضن الاطباق بدرجة ، وبالسرعة الممكنة بعد ظهور الغاز ((E.M.B)) اما . المستعمرات النموذجية التي تكون ذات مركز ولمعة خضراء معدنية أو بدونها ساعه من 24 ف تكون معتمة غير مركزية مخاطيه وردية بعد المستعمرات غير النموذج .الحضانة

أو ما يشابهها من مستعمرات بكتيريا القولون وتنقل الى (النموذجية) تؤخذ المستعمرة (Nutrient agar) وسط لوريel أو وسط اللاكتوز السائل والى مائل الوسط المغذي الصلب ثم يتم تشخيص المستعمرات الناتجة في ساعه سا 48-24م لمندة 37وتحضن بدرجة ، الطبق.

تحضر مسحة من النمو وتصبغ بصبغة غرام وتفحص بالمجهر حيث تظهر بكتيريا ولهذا يكون القولون بشكل عصيات قصيرة سالبة لصبغة غرام غير مكونة للسبورات . الفحص التكميلي قد تم .

التجربة التاسعة

معامل التلوث

Fouling Index Test Silt Density Index (SDI)

وهو وهو من الفحوصات المطلوبة لحساب شدة التلوث الملحي المتكون في نظام التصفية الناتج عن جريان الماء خلال (الانسداد) حيث يتم قياس معامل التعفن فحص سهل القياس وان سرعة الانسداد يشير مايكرون 0.45 وحجم المسامات الخاصة به ملم 47 فلتر قطرة يكون ذا قيمة SDI وان معامل ، (Collidal) أعلى مستوى تلوث بالحبوب الصغيرة إلى R.O (Rever Osmosises) إما الماء المار من خلال عالية عندما يكون شدة التقشير كبيرة إما المدى المقبول التشغيل معامل الكثافة الملحي تكون مقبولة واقتصادية عند (SDI) فان . وهو معامل خال من الوحدات ، ك فهي اقل أو مساوية إلى SDI لقيم أي (ناتجة عن ترسبات الحبيبات المعدنية التي تسبب في تقليل الجريان SDI إن زيادة قيمة كذلك يسبب زيادة مقدار الضغط وانخفاض في . (زيادة الكثافة الملحي على سطح الغشاء دل الجريان فقدان للأملاح نتيجة التغير الملحي الحاصل لسطح الغشاء مع لقليل الانسداد الذي يحصل للغشاء يتم المعالجة المسبقة للماء لإزالة الأملاح باستخدام أغشية لإزالة كمية كبيرة من الأملاح قبل إجراء التجربة Microfiltration و ultrafiltration .

-الأدوات المطلوبة

- 1 جهاز الفحص الخاص (SDI) Fouling Index Test .
- 2 أو أي ساعة تحتوي على ثوانٍ، ساعة توقيت
- 3 مل أو اسطوانة مدرجة 250 بيكراً سعة
- 4 تجهيزات لوازم، صمامات، منظم ضغط، ملم 47 يتضمن فلتر ذاتي قطر Kit محتوى أخرى وأغشية فلترية.

-طريقة العمل

- 1ائق قبل أن تتركيب أجزاء المنظومة لمدة 5-3 لمرة (الماء) شغل خط النموذج

اربط الأدوات الخاصة بالفحص -2.

- ملاحظة

للمعالجة المسبقة إذا تم إجراءها للماء (جريان اعتيادي) يتم العمل بالظروف الاعتيادية
الجهاز يعمل لمدة دقيقةان لشغل صمام الجهاز واجع-3.

- 1- لمنظومة بينما الجريان مستمر خلال 1 psi نظم الضغط على
- 2- أغلق الصمام بعد التأكد من خلو المنظومة من النضوج
- 3- مايكرون في 0.45 ملم ذو حجم فتحات 47 انزل باعتناء الغشاء ذا قطر المكان المحدد له في الجهاز.
- 4- بينما الماء يجري خلال المنظومة فسوف يتحرر الهواء ، افتح الماء جزئيا ويسهل الغشاء إلى الثبات في مكانه
- 5- الاسطوانة الخاصة لقياس معدل الجريان ضع
- 6- مع ساعة توقيت لقياس الزمن ، افتح الصمام بالكامل وقس معدل الجريان (t1) ملث سجل الوقت يسمى 200 لملء الاسطوانة المدرجة سعة 15 مل وي زمن محدد مقداره 200 استمر بالجريان لملء اسطوانة سعتها (T).
- 7- ويجب ، (tf) مل ويرمز لها 200 من اللازم لملء اسطوانة سعتها يحسب الز (t1) مرات عن زمن 4 ان لا يزيد الزمن عن
- 8- من المعادلة التالية (معامل الكثافة الملحية) SDI تحسب قيمة

$$\text{SDI} = \frac{(t_1 - t_0) * 100}{T}$$

t2

- 10- ف بالنتائج كبير تشغيل التجربة مرة شغل التجربة مرة ثانية فإذا كان الاختلا
ثالثة


التجربة العاشرة

(Rever Osmosises) التناضح العكسي

ولكي نفهم نظرية التنافذ .م 1959 اكتشفت سنة وهي من الطرق الرئيسية في تيسير الماء النقي من العكسي أو الاسموزي يجب أن نفهم أولاً معنى التناضح وهي ظاهرة انتقال الماء

محلول ذي محتوى ملحي مخفف جداً عبر غشاء رقيق إلى محلول مائي ذي محتوى ملحي مركز ونتيجة لعملية الانتقال هذه فإن محلول الملحي المركز يصبح مخفف بسبب زيادة الماء انتقال الماء النقي عبر الغشاء من محلول الماء إلى محلول الماء - ونستمر في هذه العملية إلى أن يكون الضغط الراسبي الأسموزي مساوياً للضغط الأسموزي للمحلول الملحي - المركز وفي هذه الحالة تتوقف عملية انتقال الماء النقي عبر الغشاء إلى محلول الماء وتصل إلى مرحلة التوازن.

أعلى من الضغط الأسموزي (External pressure) عند القيام بعملية توليد ضغط خارجي محلول الملحي المركز عندئذ فإن عملية انتقال الماء النقي عبر الغشاء الفاصل تتعكس حيث لا وهذه العملية هي ما يسمى بـ "ينتقل الماء من محلول المركز إلى محلول الماء المخفف" (كما في الشكل (التناقض العكسي)).



1--: الفاصل بين محلولين (Membrane) الغشاء

وعندما يسمح بنفاذ جميع المواد ، هذا الغشاء عبارة عن مادة شفافة ذات سمك صغير جداً وعندما يمنع نفاذ المواد الذائبة في ، فيسمى في هذه الحالة غشاء نفاذ (الأملاح) الذائبة في الماء وهذا النوع من الأغشية هو المستخدم في عملية ، يسمى غشاء شبه نفاذ الماء بشكل كثيف يسمح للماء بال النفاذ من خلاله ويمنع المواد الذائبة من النفاذ إلا بنسبة ، التناقض العكسي بسيطة جداً.

-أنواع الأغشية

. صنعت الأغشية بأشكال مختلفة حسب الكلفة والكفاءة منها

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: lineto

STACK: